


<p align="center">SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP</p>		
Setor: UTI, Emergência e Internação	Identificação: POP 096	
Processo: Protocolo para Limpeza Concorrente das Cadeiras de Rodas	Versão: 01	
	Folha Nº: 1/2	

1. OBJETIVO

Padronizar a limpeza concorrente das cadeiras de rodas.

2. TERMOS E ABREVIações

Não aplicável.

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Segurança do paciente em serviços de saúde: Limpeza e Desinfecção de Superfícies, ANVISA, 2012.

4. PROCEDIMENTO

Ação/Descrição	Agente Executor
Organizar material necessário: <ul style="list-style-type: none"> Solução desinfetante (G-med); Flanela descartável; Luva de procedimento. 	Maqueiro
Colocar EPI	Maqueiro
Pulverizar em uma flanela limpa a solução desinfetante e aplicar sobre o encosto e assento da cadeira, sempre de cima para baixo. *Se presença de matéria orgânica retirar com papel toalha antes de passar o desinfetante.	Maqueiro
Retirar as luvas de procedimento.	Maqueiro
Higienizar as mãos conforme POP nº 51.	Maqueiro

5. CONTROLE DE REGISTROS

Não aplicável.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado para uso por:
Mayara Soares Peixoto _____ Data: 20/06/17	Ariana Rocha Romão _____ Data: 26/06/17	_____ Valney Luiz da Rocha Data: 28/06/17

Setor: UTI, Emergência e Internação	Identificação: POP 095
Processo: Protocolo para Limpeza Concorrente das Macas	Versão: 01
	Folha Nº:2/2

6. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Não aplicável.

7. ANEXOS

Não aplicável.

cópia controlada