


|   |                               |   |
|---|-------------------------------|---|
| <p align="center"><b>SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE</b><br/> <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP</b></p> |                               |  |
| <b>Setor: Emergência e Internação</b>   | <b>Identificação: POP 079</b> |   |
| <b>Processo: Oxigenioterapia por Cateter Nasal</b>  | <b>Versão: 01</b>             |   |
|   | <b>Folha Nº:1/3</b>           |   |

## 1. OBJETIVO

Padronizar o procedimento de oxigenioterapia por cateter nasal.

## 2. TERMOS E ABREVIações

Não aplicável.

## 3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Não aplicável.

## 4. PROCEDIMENTO

| <b>Ação/Descrição para Instalação</b>  | <b>Agente Executor</b> |
|--|------------------------|
| Verificar prescrição médica.   | Técnico de Enfermagem  |
| Higienizar as mãos.  | Técnico de Enfermagem  |
| Reunir o material necessário e encaminhá-lo à unidade do cliente <ul style="list-style-type: none"> <li>• Luvas de procedimento</li> <li>• Cateter nasal de oxigênio</li> <li>• Fluxômetro de O2</li> <li>• Kit de umidificador</li> <li>• Frasco de água destilada</li> </ul> | Técnico de Enfermagem  |
| Orientar o cliente e/ou acompanhante quanto ao procedimento.   | Técnico de Enfermagem  |
| Higienizar as mãos.  | Técnico de Enfermagem  |
| Colocar água destilada no frasco do umidificador até o nível indicado.   | Técnico de Enfermagem  |
| Conectar o umidificador à rede de oxigênio através do fluxômetro.  | Técnico de             |

|                       |                      |                               |
|-----------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Elaborado por:</b> | <b>Revisado por:</b> | <b>Aprovado para uso por:</b> |
| _____                 | _____                | _____                         |
| Data: _____           | Data: _____          | Data: _____                   |

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>Setor: Emergência e Internação</b>              | <b>Identificação: POP 079</b> |
| <b>Processo: Oxigenioterapia por Cateter Nasal</b> | <b>Versão: 01</b>             |
|  | <b>Folha Nº:2/3</b>           |

|   |                       |
|---|-----------------------|
|   | Enfermagem            |
| Conectar a extensão de borracha ao umidificador, mantendo a outra extremidade protegida.  | Técnico de Enfermagem |
| Elevar a cabeceira da cama.   | Técnico de Enfermagem |
| Calçar a luvas.   | Técnico de Enfermagem |
| Limpar as narinas do cliente com gaze umedecida em soro fisiológico se necessário.  | Técnico de Enfermagem |
| Colocar os “pinos” do cateter nas narinas do cliente; passar a extensão do cateter ao redor do ouvido do cliente e sob o queixo; utilizar proteção com algodão entre a extensão e o ouvido. | Técnico de Enfermagem |
| Conectar o cateter a extensão de borracha.  | Técnico de Enfermagem |
| Abrir a saída de O2 e regular o fluxômetro de acordo com o volume de O2 prescrito.  | Técnico de Enfermagem |
| Recolher o material e deixar o cliente confortável.   | Técnico de Enfermagem |
| Retirar as luvas.   | Técnico de Enfermagem |
| Higienizar as mãos.   | Técnico de Enfermagem |
| Checar na prescrição médica e anotar observações importantes, carimbar e assinar.   | Técnico de Enfermagem |

| <b>Ação/Descrição para Retirada</b>           | <b>Agente Executor</b> |
|---|------------------------|
| Verificar a indicação da retirada do cateter. | Técnico de Enfermagem  |
| Higienizar as mãos.                           | Técnico de Enfermagem  |
| Fechar a válvula de oxigênio.                 | Técnico de Enfermagem  |

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>Setor: Emergência e Internação</b>              | <b>Identificação: POP 079</b> |
| <b>Processo: Oxigenioterapia por Cateter Nasal</b> | <b>Versão: 01</b>             |
|  | <b>Folha Nº:3/3</b>           |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Desconectar a extensão de borracha do cateter.                           | Técnico de Enfermagem |
| Tirar suavemente o cateter e desprezá-lo no lixo adequado.               | Técnico de Enfermagem |
| Limpar as narinas do cliente, se necessário.                             | Técnico de Enfermagem |
| Deixar o cliente confortável e o ambiente em ordem.                      | Técnico de Enfermagem |
| Checar na prescrição médica e anotar observações importantes, carimbrar. | Técnico de Enfermagem |

## 5. CONTROLE DE REGISTROS

| Identificação | Armazenamento       | Proteção/Acesso                              | Recuperação                 | Retenção            | Disposição dos registros   |
|---------------|---------------------|--|-----------------------------|---------------------|----------------------------|
| Prescrição    | Posto de Enfermagem | Prancheta do Cliente / Colaboradores da Área | Número de Prontuário / Nome | Até alta do cliente | Serviço de Admissão e Alta |

## 6. CONSIDERAÇÕES GERAIS

➤ Observar para que o cateter não se obstrua com secreção, trocá-lo diariamente; administrar oxigênio sempre umidificado, isto é, que tenha passado antes pelo frasco umidificador; manter o nível de água no frasco umidificador; trocar a água diariamente (nunca completar com água destilada o frasco do umidificado); fazer higiene nasal com soro fisiológico a cada 8 horas; se necessário, lubrificar a narina do cliente após a retirada e suspensão do uso do cateter; a ponta de extensão de borracha não pode ficar exposta, deve sempre estar protegida.

## 7. ANEXOS

Não aplicável.